

## LABORATOIRE CORCY ET ASSOCIES

### TRP : taux de réabsorption des phosphates

Protocole : Ce test se déroule sur 2 heures, il comprend le même jour

- une prise de sang
- un recueil urinaire entre 8 et 10 heures du matin

Il est nécessaire d'être à jeun depuis la veille

- A 8 heures du matin, vider sa vessie dans les toilettes
- Boire 250 ml d'eau peu minéralisée, type eau de Volvic
- Prise de sang réalisée 1 heure après (1 tube sec)
- Recueillir la totalité des urines entre 8 et 10 heures dans un flacon délivré par le laboratoire (au besoin, vider sa vessie à 10 heures).